






**prestij**  
**MEDICAL**  
[www.prestijmedical.com](http://www.prestijmedical.com)  
Gsm: 0532 297 00 25 / Tel: 0212 531 31 75



ClearView®

Clinical Innovations®

## ClearView® TOTAL Laparoscopic Hysterectomy Uterine Manipulator




## ClearView® Uterine Manipulator Laparoscopic



# Reference Guide for Laparoscopic Hysterectomy

## ClearView Total Uterine Manipulator

# Dilate Cervix



- UM750: If uterus sounds to 7 to 8 cm, attach 1 cm spacer.  
If uterus sounds to 8 to 9 cm, no spacer is needed.
- UM950: If uterus sounds to 9 to 10 cm, attach 1 cm spacer.  
If uterus sounds to >10 cm, no spacer is needed.


## Manipulate Uterus as Needed



## Choose Cup Size and Attach Cup



Choose the correct size of colpotomy cup from the sterile tray to properly fit the patient.



Carefully place the colpotomy cup over the deflated ClearView Total tip until it touches the tip support or spacer (if used).

Twist the colpotomy cup clockwise until it snaps tightly in place.

## After Completion of Procedure

Deflate intrauterine balloon and vaginal occluder balloon with syringes and slowly remove the device from the vagina.


Check to ensure that the device is intact and that no parts remain in the patient.

Discard the device.



# ClearView® TOTAL

Laparoscopic  
Hysterectomy  
Uterine Manipulator



## Optimal visualization. Complete uterine control.

ClearView TOTAL is a single-use, sterile device that allows for uterine manipulation and clearly defines where to make the colpotomy incision. In addition to the features of the traditional ClearView, the ClearView TOTAL includes a pre-attached occluder balloon as well as 3 different sizes of colpotomy cups, conveniently packaged in a sterile inner tray which can be removed and placed aside until use. The colpotomy cups were designed for improved visibility during insertion and are colored for easy identification when making the colpotomy incision. ClearView TOTAL is designed specifically for laparoscopic procedures where it is desirable to locate the position of the vaginal fornices, typically during Total Laparoscopic Hysterectomy.

## Optimal görselleştirme Komple uterin (rahim) kontrolü

ClearView® TOTAL, uterin manipülasyonuna olanak sağlayan ve kolpotomi insizyonunun yapılacak yeri net bir şekilde tanımlayan tek kullanımlık, steril bir cihazdır. ClearView'in geleneksel özelliklerine ek olarak ClearView® TOTAL, 3 farklı boyuttaki kolpotomi kupasının yanı sıra kullanılıncaya kadar çıkarılabilirken yerleştirilebilir steril bir tepsiye uygun bir şekilde ambalajlanmış ön-eklemeli occluder balon içerir. Kolpotomi kupaları, sokma esnasında görünürüğünü geliştirmek için tasarlanmıştır ve kolpotomi insizyonu yaparken kolay tanımlanma açısından renklendirilmiştir. ClearView® TOTAL, tipik olarak Total Laparoskopik Histerektomi sırasında vaginal forniks konumunun tespit edilmek istediği laparoskopik prosedürler için özellikle tasarlanmıştır.

Product Number / Order Information Ürün Numarası / Sipariş Bilgisi		
UM 750	ClearView TOTAL Uterine Manipulator - 7cm Tip	5/box
UM 950	ClearView TOTAL Uterine Manipulator - 9cm Tip	5/box

## ClearView® TOTAL Benefits

### Colpotomy Cups Compatible With Any Scalpel

Each ClearView TOTAL includes 3 different sizes (3,3.5,4cm) of colpotomy cups to ensure the proper size is available. The colpotomy cups are made from a proprietary material which, unlike many other colpotomy cups, can be used with both electrosurgical and harmonic scalpels. The colpotomy cups were designed for improved visibility during insertion and are colored for easy identification when making the colpotomy incision.

### Kolpotomi kupaları

Her bir ClearView® TOTAL, uygun boyutun kullanılmasını sağlamak üzere 3 farklı boyutta (3, 3.5, 4cm) kolpotomi kupası içerir. Kolpotomi kupaları, bir çok kolpotomi kupasından farklı olarak hem elektro cerrahi hem de harmonik skalpellerle birlikte kullanılan özel bir malzemeden imal edilir. Kolpotomi kupaları, sokma esnasında görünürüğünü geliştirmek için tasarlanmıştır ve kolpotomi insizyonu yaparken kolay tanımlanma açısından renklendirilmiştir.

### Contact Us

CLINICAL INNOVATIONS, LLC  
747 West 4170 South  
Murray, Utah 84123 USA  
Tel 801-268-8200 Toll Free 888-268-6222  
[www.clinicalinnovations.com](http://www.clinicalinnovations.com)

## Complete ClearView TOTAL Kit Komple ClearView Toplam Seti Total Laparoskopik Histerektomi

### Why choose ClearView® TOTAL? Neden ClearView® TOTAL ?

#### ► Use Any Scalpel / Herhangi bir skalpeli kullanın

Each ClearView TOTAL includes 3 different sizes (3,3.5,4cm) of colpotomy cups to ensure the proper size is available. The cups, which are made from a proprietary material, can be used with both electrosurgical and harmonic scalpels.



Her bir ClearView® TOTAL, uygun boyutun kullanılmasını sağlamak üzere 3 farklı boyutta (3, 3.5, 4cm) kolpotomi kupası içerir. Kolpotomi kupaları, hem elektro cerrahi hem de harmonik skalpellerle birlikte kullanılan özel bir malzemeden imal edilir.

#### ► Maintain Pneumoperitoneum / Pnömoperitonumu Muhabaza Eder

The pre-attached occluder balloon requires no assembly. It serves as a seal to prevent the loss of the pneumoperitoneum once the colpotomy incision has been made.

Ön-eklemeli occluder balon, montaj gerektirmez. Kolpotomi insizyonu yapıldıktan sonra pnömoperitonum kaybını önlerek bir sızdırmazlık malzemesi olarak iş görür.

#### ► Completely Disposable / Tek kullanımlıktır

- No Reprocessing
- No Sterilization
- No Cross
- No Contamination
- Yeniden işleme yok
- Sterilizasyon yok
- Montaj yok
- Karşılıklı kontaminasyon yok



#### ► Greatest Range of Motion / En büyük hareket aralığı



### Occluder Balloon

The pre-attached occluder balloon requires no assembly. It serves as a seal, preventing the loss of the pneumoperitoneum once the colpotomy incision has been made. It is filled with 60-120cc of sterile liquid using the included 60mL syringes.

### Occluder Balon

Ön-eklemeli occluder balon, montaj gerektirmez. Kolpotomi insizyonu yapıldıktan sonra pnömoperitonum kaybını önlerek bir sızdırmazlık malzemesi olarak iş görür. Dahil olan 60ml'lik şırınga kullanılarak 60-120cc steril sıvı ile doldurulur.

### Adjustable Tip Length

A 1cm spacer is included in the ClearView TOTAL kit. The spacer adjusts the tip length, effectively changing a 9cm or 7cm tip into an 8cm or 6cm tip respectively. If the spacer is needed to optimize sizing it simply snaps on in seconds.

### Ayarlanabilir Uç uzunluğu

1cm'lik aralayıcı, ClearView TOTAL Kitine dahil edilmiştir. Aralayıcı, 9cm veya 7cm'lik ucu 8cm veya 6cm uca etkin şekilde dönüştürürek uygunluğunu ayarlar. Aralayıcının boyutlandırmasını optimize etmek gerekiyse sadece saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilir.

### Optimal Patient Position

The rotating control handle facilitates one-handed control, enabling the surgeon to manipulate the uterus through the drape without breaking the sterile barrier. The reference "bump" on the handle helps the surgeon know which direction the tip is positioned. The design also enables the patient to remain in the supine position.

### Optimal Hasta Pozisyonu

Döner kontrol kolu, steril bariyeri frenlemeden cerrahın drape boyunca uterusu manipüle etmesini sağlayarak tek elle kontrolü kolaylaştırır. Handle üzerindeki referans "bump", cerrahın ucun konumlanacağı pozisyonu bilmesine yardım eder. Tasarım, aynı zamanda hastanın yatar pozisyonda kalmasını sağlar.



PRESTİJ TİCARET MEDICAL  
Molla Gürani Mah. 28. Mehmet Çelebi Sok.  
No: 37/AF İndirizade-Fatih/Istanbul  
Gsm: +90 532 297 00 25 Tel: +90 212 531 31 75  
[www.prestijmedical.com](http://www.prestijmedical.com)

# ClearView® TOTAL Laparoscopic Hysterectomy

LATEX FREE

## ClearView TOTAL Laparoscopic hysterectomy

### WARNING

- Do not use the ClearView Total if it has been opened or damaged.
- Do not reuse. Discard after one procedure. Function may be impaired through reuse or cleaning.
- The device is difficult to clean after exposure to biological materials and may cause adverse patient reactions if reused. **Clinical Innovations will not be responsible for any direct, incidental, or consequential damages resulting from the reuse of this device.**
- As with all uterine manipulators, a careful clinical examination should be performed prior to use. Certain clinical conditions may present a uterus which is more prone to perforation or bleeding.
- Sound the uterus for depth and direction prior to use. **Do not** use the ClearView Total as a sound.
- Do not use a tip which is longer than the sounded depth. Apply a spacer, or use a shorter-tipped device, so insertion is 1 cm or less the sounded depth.
- Do not use the device without first testing the tip and Occluder balloons.
- The tip balloon is designed to hold up to 10 cc of inflation.
- Do not inflate balloons with air.**
- Use of an incorrect sized ColpoCup could result in patient injury.
- Do not force the tip of the device into a cervical os that is insufficiently dilated.
- A non-inflated, or under-inflated, tip balloon may result in the expulsion of the device from the uterus during use.
- Do not attempt extensive uterine manipulation without a clear laparoscopic view.
- Do not employ extreme or excessive force when manipulating.
- Do not attempt to remove the device by pulling on any exposed tubing. Remove by pulling on the handle only.
- Do not allow prolonged contact between cutting instrument and ColpoCup.

### INDICATIONS

The Clearview Total is intended for use in laparoscopic procedures where it is desirable to delineate the vaginal fornices, and the surgeon intends to remove or access intraperitoneal tissue through the vagina by use of a colpotomy or culdotomy incision; such as laparoscopically assisted vaginal hysterectomies or total laparoscopic hysterectomies while maintaining pneumoperitoneum by sealing the vagina while a colpotomy is performed.

### CONTRAINdicATIONS



Pregnancy or suspicion of pregnancy, known or suspected uterine or tubal infection, an IUD in place, uterine anomaly especially anomalies with a small cavity, in cases in which the surgeon deems it inadvisable or find it difficult to insert.

### PRECAUTION

Confirm that the ColpoCup and/or spacer is locked into place prior to starting the procedure.

### INSTRUCTIONS FOR USE

1. Check the sterile tray for integrity. Remove the device. Using the small syringe (included in package), inflate the tip balloon with sterile saline (10 cc maximum). Remove the syringe and make sure the balloon stays inflated. Reattach the syringe and remove the fluid, deflating the balloon, prior to patient insertion. Using the large syringe included in the package, test the integrity of the Occluder balloon by inflating with 30-60 cc of sterile saline (do not use air); the deflate prior to patient insertion.
2. Sound the uterus using the combination Sound/Dilator provided.  
For height 7 cm ClearView device; if the uterus sounds to less than 8 cm attach a spacer.  
For height 9 cm ClearView device; if the uterus sounds to less than 10 cm, attach a spacer.  
To attach a spacer, with tip balloon deflated, position spacer with the larger-open end facing towards the pivot and carefully slide the spacer over the tip until it touches the tip support; then twist the spacer clockwise until it snaps tightly in place (see Figure 1). The manipulator tip should be positioned 1 cm below the maximum sounded depth of the uterus.
3. Choose the correct size of ColpoCup to properly fit the patient and then carefully place the ColpoCup over the deflated ClearView Total tip until it touches the tip support or spacer (if used).  
Twist the ColpoCup clockwise until it is in **snaps tightly in place** (see Figure 2).
4. If indicated, dilate the cervix using Standard procedures, or use the combination Sound/Dilator provided.
5. Lubricate the distal manipulator tip and balloon. After placing a speculum, slowly insert the tip into the uterine cavity. Completely insert the tip into the uterus until the bottom of the ColpoCup abuts the external cervix. Confirm that the distal end of the ColpoCup is secured in the vaginal fornices.
6. Using the small syringe, slowly inflate the tip balloon with sterile saline until the base of the ColpoCup is pulled tight against the cervix (10 cc maximum). Continue to hold the plunger of the syringe as it is removed from the inflation valve, to prevent reflux of fluid back into the syringe. Do not over inflate the tip balloon.
7. Gently pull on the manipulator to test for proper engagement of the cuff in the uterus. Remove the speculum and rotate the manipulator clockwise to the anteverted position with the manipulator handle between the patient's legs.
8. The uterus can now be manipulated by rotating the ClearView Total's handle. Clockwise rotation elevates the uterus to the anteverted position; counterclockwise rotation retroverts the uterus. The uterus can also be moved laterally by directing the handle to one side or the other.
9. Just prior to making the colpotomy incisions, inflate the Occluder balloon with 60-120 cc of sterile saline (do not use air).
10. After completion of the procedure, deflate the Occluder balloon and remove the device, in its entirety, from the vagina. **Check to ensure that the device is intact and that no parts remain in the patient.**



### Contact Us

CLINICAL INNOVATIONS, LLC  
747 West 4170 South  
Murray, Utah 84123 USA  
Tel 801-268-8200 Toll Free 888-268-6222  
[www.clinicalinnovations.com](http://www.clinicalinnovations.com)



## ORJİNAL TÜRKÇE KULLANMA KİLAVUZU (ClearView )

### TOTAL UTERINE MANIPULATOR

© Copyright 2013

### LATEKS İÇERMEZ

### UYARILAR:

1. Uterin Manipulator Endoskopı, Laparoskopik Histerektomi ; Transvaginal Hysterectomies ; Vajinal Histero ; Vajinal Histerektomi ve Sistorektosel ; Histerektomi, abdominal; Laparoskopik Histerektomi. Operasyonlarında kullanılır.
2. Ambalaj acılmadığı veya hasar görmemiş sürece sterildir.
- 3.Uygun eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- 4.Tek Kullanımlıktır.
- 5.Tekrar Steril Edilemez.
- 6.Son kullanma Tarihi,lot, seri no orijinal Üretim ambalaj etiketidir.
- 7.Taşımacılıkta nakliyede dikkat edilmesi gerekenler + depolama ve saklama koşulları :
- 8.Oda sıcaklığında ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

### CİHAZ TANIMI

ColpoCup ve Occluder'lı ClearView Total uterin manipülatör, tek kullanımlı, kullanıldıktan sonra atılabilen cihaz olarak tasarlanmıştır. Implant testine yönelik USP/Sınıf VI önerilerini karşılayan medikal sınıf, kalıplamış plastik malzemelerden imal edilmiş steril bir cihazdır. Cihaz, CulpoCup'ların bütün elektronik, harmonik ve lazer cihazları ile uyumluluk için farklı boyutu ile birlikte tedarik edilir. ClearView Total, manipülatör ucunun uterus (rahim) ve ColpoCup'un serviks (rahim boyu) etrafındaki vajinal forniks içerisinde güvenli şekilde yerleştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

### OLASI YAN ETKİLER

Servikal laserasyon (yırtılma), uterin perforasyonu, rahim damarlarının yırtılması, retroperitoneal veya intraperitoneal kanama, bağırsak veya mesane perforasyonu, enfeksiyon, umulmadık intrauterin gebelik kesintisi ve kalın yabancı cisim şeklinde manipülatör (aralayıcı veya kap) kısmının retensiyonu (alıkonulması).

### UYARILAR

Açılmış veya hasar görmüş ClearView® Total'i kullanmayın. Yeniden kullanmayın. Bir işlemden sonra atın. Fonksiyon, yeniden kullanım ve temizleme nedeniyle bozulabilir. Biyolojik malzemelerle maruz kaldıktan sonra cihazın temizlenmesi zordur ve yeniden kullanıldığı takdirde ona hasta etkilerine neden olabilir. Clinical Innovations, bu cihazın yeniden kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir doğrudan, anız veya dolaylı zararlarından sorumlu olmayacağından emin ol. Tüm uterin manipülatörlerde gibi kullanılmadan önce dikkatli bir klinik muayene yapılmalıdır. Bazı klinik durumlar, perforasyon veya kanama daha fazla eğilimi rahim sunabilir. Kullanılmadan önce uterus, derinlik ve doğrultu açısından sonda ile muayene edin. ClearView® Total'da sonda olarak kullanılmayın. Muayene edilen derinliklerde daha uzun bir uç kullanılmayın. Bir aralayıcı uygulayın veya daha kısa bir uç kullanın. Böylelikle sokma, 1cm veya muayene edilen derinlikten daha az olur. Cihazı, ilk olarak ucu ve Occluder balonları test etmeden kullanmayın. Uç balon, 10cc kadar sıkıştırılmayı kabul edecek şekilde tasarılmıştır. Occluder balon, 120cc kadar sıkıştırılmayı kabul edecek şekilde tasarılmıştır. Balonları, hava ile şişirmeyin. Yanlış boyutlu ColpoCup kullanımı, hasta yaralanması ile sonuçlanır. Cihazın ucunu, yeteri kadar derinlemiş servikal işi gerçekleştirin. Sıkıştırılmış veya sıkıştırılmaması sırasında olan uç balon, kullanım sırasında cihazın uterustan çıkışmasına neden olabilir. Net laparoskopik görünüm olmadan geniş rahim manipülasyonuna teşebbüs etmeyin. Manipülasyon esnasında ekstrem veya aşırı güç kullanmayın. Cihazı, herhangi bir uygulama boru sisteminden çekip çıkarmaya teşebbüs etmeyin. Sadece handle'inden çekerek çıkarın. Kesim aleti ve ColpoCup arasında uzun süreli teması izin vermeyin.

### ENDİKASYONLAR:


ClearView® Total, vajinal fornikslerin tanımlanmak istediği ve cerrahin, kolpotomi veya kuldotomi insizyon (kesit) kullanma yöntemiyle vajina içinden intraperitoneal dokuyu çökmek veya bu dokuya erişmeye planlılaparoskopik prosedürlerde kullanılacak üzere tasarlanmıştır. Kolpotomi uygulanması sırasında vajinayı takırayak pnömotornermonik korunurken laparoskopik destekli vajinal histerektomi veya total laparoskopik histerektomi gibi.

### KONTRAENDİKASYONLAR:

Gebelik ya da gebelik şüphesi, bilinen veya şüpheli rahim veya tubal enfeksiyon, yerinde bir IUD, rahim anomalisi özellikle küçük kaliteli anomaliler, cerrahın mahzurlu gördüğü ve sokuşmasının zor bulduğu vakalar.

### KULLANIM TALİMATLARI

1. Steril sistemi, bütünlük açısından kontrol edin. Cihazı çıkarın. Küçük bir şırınga (pakete dahildir) kullanarak uç balonunu steril tuzlu su (maksimum 10 cc) ile şişirin. Şırıngayı çıkarın ve balonun, sıkıştırılmış durumda kaldığından emin olun. Şırıngayı yeniden takın ve hastaya sokmadan önce balonu söndürmek sıvı çıkarın. Pakete dahil olan büyük şırıngayı kullanın. Occluder balon 30-60cc steril tuzlu su (hava kullanılmayanız) ile sıkıştırarak bütünlüğünü test edin. Sonra hastaya sokmadan önce söndürün. 2. Tedarik edilen kombinasyon Sonda/Dilatör kullanarak uterusu sonda ile muayene edin. 7cm ClearView® cihazı için: Uterus 8cm'den daha derin bir aralayıcı ekleyin. 9cm ClearView® cihazı için: Uterus 10cm'den daha derin bir aralayıcı ekleyin. Bir aralayıcı eklemek için söndürülmiş uç balonu ile birlikte büyük açık uçu pivota doğru bakan aralayıcıyı, konumlarındırın ve aralayıcıyı, uç desteğine değene kadar uç üzerinde dikkatli bir şekilde kaydırın. Sonra aralayıcıyı, yerine sıkıca oturana kadar saat yönünde döndürün (bkz. Figür 1). Manipülatoryu, uterusun maksimum sounded derinliğinin 1cm aşağısına konumlandırılmalıdır. 3. Hastaya uygun şekilde takmak için ColpoCup'un doğru boyutunu seçin ve sonra ColpoCup'u, uç desteğiye veya (kullanıldığında) aralayıcıya temsle eden kadar söndürülmiş ClearView Total uc üzerine dikkatli bir şekilde yerleştirin. ColpoCup'u, yerine sıkıca oturana kadar saat yönünde döndürün (bkz. Figür 2). 4. Belirtilmişse standart prosedürleri kullanarak serviks genişletin veya tedarik edilen kombinasyon Sonda/Dilatör kullanın. 5. Distal manipülatoryu ucunu ve balonu yağlayın. Bir spesulum yerleştirildikten sonra ucu uterus boşluğununa yavaşça sokun. ColpoCup'un alt kısmı eksternal serviske dayanana kadar ucu, uterus tamanen sokun. ColpoCup'un distal ucunun vajinal forniks sabitlenmedi onaylayın. 6. Küçük bir şırınga kullanarak uç balonunu, ColpoCup'un tabanını servisde doğru çekilene kadar steril tuzlu su ile yavaşça şişirin (maksimum 10 cc). Şırıngayı içine sıvı geri akışı önlemek için şırıngayı pistonlu tutmayı devam edin. Uç balonunu, fazla sıkıştırın. 7. Uterustaki manşonun doğru engellemeyi test etmek için manipülatoryu yavaşça çekin. Spesulumu çıkarın ve manipülatoryu, hastanın bacakları arasında manipülatoryu handle ile birlikte anteverted pozisyonu göre saat yönünde döndürün. 8. Uterus, ClearView Total'in handle dönüştürülecek manipülatoryu (hareket) ettiştirilebilir. Saat yönü rotasyonu, uterusu anteverted pozisyonuna yükseltir. Saatin aksı yönünde rotasyon, uterusu retrovert eder. Uterusu, handle bir veya diğere tarafa yönlendirek yanal olarak hareket ettiştirilebilir. 9. Kolpotomi insizyonu (kesit) yapmadan önce Occluder balon, 60 - 120 cc steril tuzlu su ile şişirin (hava kullanılmayanız). 10. İşlem tamamlanmasından sonra Occluder balonu, söndürün ve cihazı, bütünüyle vajinadan çıkarın. Cihazın bütün olduğundan ve hasta içinde hiçbir parçasının kalmadığından emin olmak için kontrol edin.




SPACER: ARALAYICI  
TIP: UÇ  
TIP SUPPORT: UÇ DESTEĞİ  
OCCLUDER: OCCLUDER BALON  
RIGID ENCLOSURE: RİJİD EN  
ROTATING CONTROL KNOB: DÖNER KONTROL DÜĞMESİ  
TIP BALLOON INFLATION VALVE: UC BALONU ŞİŞİRME VANASI  
OCCLUDER BALLOON INFLATION VALVE: OCCLUDER BALONU ŞİŞİRME VANASI



PRESTİJ TİCARET MEDICAL  
Molla Gürani Mah. 28. Mehmet Çelebi Sok.  
No: 37/AF/İndizade-Fatih/Istanbul  
Gsm: +90 532 297 00 25 Tel: +90 212 531 31 75  
[www.prestijmedical.com](http://www.prestijmedical.com)

# ClearView®

## Uterine Manipulator



### Optimal visualization.

### Complete uterine control.

ClearView is an innovative, completely disposable, uterine manipulator. It provides surgeons with optimal visibility and complete uterine control during laparoscopic procedures. With its pivot point at the cervical os, ClearView provides 120° anteversion, 90° retroversion, as well as lateral movement; for the greatest motion range of any uterine manipulator. No tenaculum is required for insertion; and with the patient in the preferred supine position; ClearView's light weight, balanced-design is self-holding, eliminating the need for an assistant.

### Optimal görselleştirme

### Komple uterin (rahim) kontrolü

ClearView, yenilikçi, tek kullanımlık bir uterin manipülatördür. Cerrahlara, laparoskopik işlemler sırasında optimal görünürlük ve komple uterin kontrolü sağlar. Servikal os'taki pivot noktası ile ClearView, herhangi bir uterin manipülatörünün en büyük hareket aralığı için lateral hareketin yanı sıra 120° anteversiyon (öne dönük), 90° retroversiyon (geriye dönük) sağlar. Sokma için tenakulum gereklidir ve tercih edilen yatar pozisyonda hasta ile birlikte ClearView'in hafif ağırlığı ve dengeli tasarımlı, asistan gereksinimi asistan gereksinimi elimine ederek kendi kendini tutma özelliğine sahiptir.

### Product Number / Order Information Ürün Numarası / Sipariş Bilgisi

UM 700	ClearView Uterine Manipulator - 7cm Tip	5/box
UM 900	ClearView Uterine Manipulator - 9cm Tip	5/box

### Complete ClearView Kit

A state-of-the-art uterine manipulator designed for complete uterine control, convenience, and safety. ClearView is an innovative, completely disposable, uterine manipulator. It provides surgeons with optimal visibility and complete uterine control during laparoscopic procedures. ClearView provides 120° degrees anteversion and 90 degrees retroversion, as well as lateral movement; for the greatest motion range of any uterine manipulator.

### Komple ClearView Kiti

Tam rahim kontrolü, kolaylık ve güvenlik için tasarlanmış modern bir uterin manipülatör. ClearView, yenilikçi, tek kullanımlık bir uterin manipülatördür. Cerrahlara, laparoskopik işlemler sırasında optimal görünürlük ve komple uterin kontrolü sağlar. ClearView, herhangi bir uterin manipülatörünün en büyük hareket aralığı için lateral hareketin yanı sıra 120° anteversiyon (öne dönük), 90° retroversiyon (geriye dönük) sağlar.

### Recent Device Upgrades

You may or may not be aware, but ClearView recently went through a few upgrades. We listened to the feedback our customers provided and adjusted the device accordingly. The ClearView is now more reliable than ever!

### En Son Cihaz Güncellemeleri

Farkında olnan veya olmayan ClearView, son dönemde birkaç güncelleme yapmıştır. Müşterilerimizin geri bildirimlerini dikkate aldık ve cihazı, buna göre tedarik ettik ve uyarladık. ClearView, şimdi her zamankinden daha güvenilir!

### Pivot at the Cervical os & Greatest Range of Motion

Having the pivot at the cervical os increases mobility and visibility. ClearView provides a full 210° of articulation for unmatched exposure.

### Servikal os'taki pivot ve En büyük hareket aralığı

Servikal os'ta pivot sahip olma, mobilite ve görünürlüğü yükseltir. ClearView, eşsiz pozlamada tam 210° artikülasyon sağlar

### Rotating Control Handle

The rotating control handle facilitates one-handed control, enabling the surgeon to manipulate the uterus without breaking the sterile barrier. The reference "bump" on the handle helps the surgeon know which direction the tip is positioned.

### Rotating Control Handle

Döner kontrol kolu, steril bariyeri frenlemeden cerrahın uterusu manipüle etmesini sağlayarak tek elle kontrolü kolaylaştırır. Kol üzerindeki referans "bump", cerrahın ucun konumlanacağı pozisyonu bilmesine yardım eder. Daha fazla bilgi için Ürün Literatür sayfasını ziyaret edin, Demo sayfası talep edin veya yerel distribütörünüzle irtibat kurun.



### Contact Us

CLINICAL INNOVATIONS, LLC  
747 West 4170 South  
Murray, Utah 84123 USA  
Tel 801-268-8200 Toll Free 888-268-6222  
[www.clinicalinnovations.com](http://www.clinicalinnovations.com)



### Why choose ClearView®? Neden ClearView®?

#### Greatest Range of Motion / Neden ClearView?

120°  
anteversion  
90°  
retroversion



#### Completely Disposable / Tek kullanımlıktır

- No Reprocessing
- No Sterilization
- No Assembly
- No Cross-Contamination
- Yeniden işleme yok
- Sterilizasyon yok
- Montaj yok
- Karşılıklı kontaminasyon yok



#### Optimal Patient Position / Optimal hasta pozisyonu

Maximum manipulation with the patient in the preferred supine position as opposed to the lithotomy position required by other devices.



Diğer cihazların gerektirdiği litotomi konumuna karşı tercih edilen yatar pozisyonda hasta ile birlikte maksimum manipülasyon

#### No Assistant Needed / Asistan gereklili değil

The rotating handle provides one-handed surgeon control w/o breaking the sterile barrier or needing an assistant.



Döner kol, steril bariyer frenleme veya bir asistan ihtiyacı olmaksızın cerraha tek elle kontrol imkanı sağlar.

### Self-holding Device

The light-weight, balanced, design, allows the ClearView to be moved into position and left, freeing the hands of the surgeon and eliminating the need for an assistant.

### Kendiliğinden Tutan Cihaz

Hafif dengeli tasarım, asistan ihtiyacını elimine ederek ve cerrahın ellerinin serbest kalmasını sağlayarak ClearView'in pozisyon içinde sola hareket ettilirmesine imkan tanır.

### Adjustable Tip Length

A 1cm spacer is included in the ClearView kit. The spacer adjusts the tip length, effectively changing a 9cm or 7cm tip into an 8cm or 6cm tip respectively. If the spacer is needed to optimize sizing it simply snaps on in seconds.

### Ayarlanabilir Uç uzunluğu

1cm'lik aralayıcı, ClearView Kitine dahil edilmiştir. Aralayıcı, 9cm veya 7cm'lik ucu 8cm veya 6cm uca etkin şekilde dönüştürerek uç uzunluğunu ayarlar. Aralayıcının boyutlandırmasını optimize etmek gerekirse sadece saniyeler içerisinde gerçekleştirilir.

### Effective Chromotubation

During surgery, typically laparoscopy, the status of the tubes can be inspected as a dye is injected, in a process known as chromotubation, into the uterus and shown to pass through the tubes. Laparoscopic chromotubation has been described as the gold standard of tubal evaluation. The ClearView is an effective device to perform such tests.

### Etkin Chromotubation

Tipik olarak laparoskop gibi cerrahi işlem sırasında tüpün durumu, chromotubation olarak bilinen bir süreç içerisinde boyalı uterus püskürtüldüğünden incelenebilir ve tüpten geçişi gösterilebilir. Laparoskopik chromotubation, tübal değerlendirmenin altın standartı olarak tanımlanmıştır. ClearView, bu tip testleri gerçekleştirmek için etkili bir cihazdır.



PRESTİJ TİCARET MEDICAL

Molla Gürani Mah. 28. Mehmet Çelebi Sok.

No: 37/A Finikzade-Fatih/Istanbul

Gsm: +90 532 297 00 25 Tel: +90 212 531 31 75

[www.prestijmedical.com](http://www.prestijmedical.com)

### WARNINGS

- + Sound uterus for depth and direction before use. **NEVER use the ClearView® as a sound.**
- + Never use a tip which is longer than the sounded depth. Apply spacer so depth of insertion is 1 cm less than sound depth.
- + Never attempt extensive uterine manipulation without a clear laparoscopic view of the uterus.
- + Never use the device without testing cuff first.
- + Do not employ extreme or excessive force when manipulating.
- + Never force the tip into a cervical os that is insufficiently dilated.
- + As with all uterine manipulators, a careful clinical examination should be performed prior to use. Certain clinical conditions may present a uterus which is more prone to perforation and bleeding.
- + A non-inflated or under-inflated cuff may result in the expulsion of the device from the uterus during use.
- + Dye injection should be performed slowly. Rapid injection may cause uterine damage or result in fallopian tube spasm.
- + If preferential flow is noted on chromotubation, occlude the side with free flow to assess contralateral flow.


### ADVERSE REACTIONS

- + Cramping
- + Infection
- + Perforation of uterine wall
- + Uterine spasm with accompanying temporary physiologic blockage of patent fallopian tubes

### Instructions for Use

1. Check the sterile tray for integrity. Remove the instrument. Using the included syringe, inflate cuff (balloon at distal tip) with fluid (10cc maximum). Remove the syringe and make sure that the cuff stays inflated. Reattach the syringe and remove the fluid, thus deflating the balloon.
2. Sound the uterus using the combination Sound-Dilator provided. For the **7cm ClearView®** device; if the uterus sounds to less than 8 cm, attach a spacer. For the **9cm ClearView®** device; if the uterus sounds to less than 10 cm, attach a spacer. To attach a spacer, position spacer with the snap fingers towards the pivot and carefully slide the spacer over the tip (with balloon deflated) until it **snaps in place** at the base of the tip (see diagram). The uterine manipulator tip with its injection ports should be positioned 1 cm below the maximum depth of the uterus by sounding. Dilate the cervix, if indicated, using standard procedures or utilize the combination Sound-Dilator provided.
3. Lubricate the distal manipulator tip and cuff. After placing a speculum, slowly insert the tip into the uterine cavity. Completely insert the tip into the uterus until the face of the cervical stop abuts the external cervix.
4. Slowly inflate the cuff with fluid until the cervical stop is pulled tight against the cervix (10cc max.). Hold the plunger of the syringe as it is removed from the reflux valve to prevent the reflux of fluid back into the syringe. Do not over inflate the cuff.
5. Gently pull on the manipulator to test for proper engagement of the cuff in the uterus. Remove the speculum, rotate the manipulator to the antevert position, with the manipulator handle between the patient's legs.
6. Manipulate the uterus by rotating the handle. Clockwise rotation elevates the uterus to the antevert position. Counterclockwise rotation retroverts the uterus. The uterus can also be moved laterally by directing the handle to one side or the other.
7. If desired, inject media through the dye injection port to test patency of the fallopian tubes.
8. When the procedure is complete, insert the syringe into the reflux valve and draw off the fluid from the cuff. Move the uterus to its natural position and remove from the uterus and vagina.

**Check to ensure that no parts remain in the patient.**



The Clinical Innovations ClearView® is both a uterine manipulator and a uterine injector designed for single use for complete uterine control by the attending laparoscopist. It is a sterile product made of molded plastic material which meets USP/Class VI recommendations for implant testing. This product is designed as a single unit body with (a) a rotation control knob which controls tip, (b) an enclosure, (c) a dual lumen obturating tip which pivots at the cervical os, (d) a soft inflatable uterine cavity balloon with external inflation tubing for securing the device in the uterine cavity, (e) a luer fitting to accommodate a syringe for contrast media injection through the distal tip assembly, and (f) a spacer for reducing insertion depth by 1 cm. Extended length is 32.5 cm (12.8 inches). Outer diameter of distal tip is 5.1 mm (0.20 inches).

### LATEKS İÇERMEZ

**UYARILAR:** 1. Uterin Manipulator Endoskop, Laparoskopik ; İnfertilitede ; Tubal Ligations ; Oophorectomies ; Myomectomies ; Ectopic Pregnancies ; Cystectomies ; Cholecystectomies ; Tuboplasties ; Dermoid Cysts ; Endometriomas ; Bowl ; İntrauterine Cerrahi ; Servikal stump çıkarılması. Operasyonlarında kullanılır. 2. Ambalaj açılmadığı veya hasar görmediği sürece sterildir. 3.Uygun eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır. 4.Tek Kullanımlıktır.

5.Tekrar Steril Edilemez. 6.Son kullanma Tarihi,lot,seri no orjinal Üretim ambalaj etiketidir. 7.Taşımacılıkta nakliyede dikkat edilmesi gerekenler + depolama ve saklama koşulları 8.Oda sıcaklığında ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

**UYARILAR:** 2. Kullanmadan önce uterusu, derinlik ve doğrultu açısından sonda ile muayene edin. ClearView® Total'i sonda olarak kullanmayın.

·Asla muayene edilen derinlikten daha uzun bir uç kullanmayın. Bir aralayıcı uygulayın böylelikle sokma derinliği, muayene edilen derinlikten 1cm daha az olur.  
·Net laparoskopik uterus görünümü olmadan geniş rahim manipülasyonuna teşebbüs etmeyin.

·Cihazı, ilk olarak manşonu test etmeden kullanmayın.

·Manipülasyon esnasında ekstrem veya aşırı güç kullanmayın.

·Cihazın ucunu, yeteri kadar açılmamış servikal os içeresine sokmak için zorlamayın.

·Tüm uterin manipülörlerde gibi kullanıldan önce dikkatli bir klinik muayene yapılmalıdır. Bazı klinik durumlar, perforasyon veya kanamaya daha fazla eğimli rahmi sunabilir.

·Şişirilmemiş veya şişirilme aşamasında olan uç balonu, kullanım sırasında cihazın uterustan çıkışmasına neden olabilir.

·Boya püskürme, yavaş biçimde gerçekleştirilmelidir. Hızlı püskürme, uterin hasarına neden olabilir veya fallop tüpü spazmi ile sonuçlanabilir.

·Chromotubation üzerinde tercihli akış saptanması durumunda kontralateral akışı değerlendirmek için tarafı serbest akışla tıkayın.

### YAN ETKİLER

·Kramp

·Enfeksiyon

·Uterin duvarın perforasyonu

·Hasta fallop tüplerinin geçici fizyolojik tikanmasına eşlik eden rahim spazmı

### Kullanım Talimatları

1. Steril sistemi, bütünlük açısından kontrol edin. Cihazı çıkarın. Küçük bir şırınga kullanarak manşonu (distal uçtaki balon), sıvı (maksimum 10 cc) ile şırırın. Şırıngayı çıkarın ve manşonun, sıkış durumda kaldığından emin olun. Şırıngayı yeniden takın ve sıvayı çıkarın. Böylece balon söner.

2. Tedarik edilen kombinasyon Sonda/Dilatör kullanarak uterusu sonda ile muayene edin.

**7cm ClearView®** cihaz için: Uterus 8cm'den daha derinse bir aralayıcı ekleyin.

**9cm ClearView®** cihaz için: Uterus 10cm'den daha derinse bir aralayıcı ekleyin. Bir aralayıcı eklemek için pivota doğru bakan aralayıcıyı, konumlardırı ve aralayıcıyı, ucun tabanında yerine oturucaya kadar (sönmüş balonla birlikte) uç üzerinde dikkatli bir şekilde kaydırın (çizme bkz). Enjeksiyon portlu uterin manipülör ucu, uterusun maksimum derinliğinden 1cm aşağıya konumlardırılmalıdır. Serviks genişletin, belirtilmiş standart prosedürleri kullanılarak veya tedarik edilen kombinasyon Sonda/Dilatör kullanın.

3. Distal manipülör ucunu ve manşonu yağlayın. Bir spekulum yerlestirdikten sonra ucu uterus boşluğunca yavaşa sokun. Servikal stopun yüzü eksternal servikse dayanana kadar ucu, uterusa tamamen sokun.

4. Manşonu, servikal stop servise doğru çekilene kadar sıvı ile yavaşça şırırın (maksimum 10 cc). Şırıngaya içine sıvı geri akışını önlemek için şırıngaya piston tutmayı devam edin. Manşonu, fazla şırırınmeye.


5. Uterustaki manşonun doğru engajmanını test etmek için manipülörü yavaşça çekin. Spekulumu çıkarın ve manipülörü, hastanın bacakları arasında manipülör handle ile birlikte antevert pozisyonuya göre saat yönünde döndürün.

6. Handle döndürülerken uterusu manipüle (hareket) edin. Saat yönü rotasyonu, uterusu antevert pozisyonuna yükseltir. Saatin aksi yönünde rotasyon, uterusu retrovert eder. Uterus, handle bir veya diğere tarafa yönlendirerek yanalarak hareket ettirilebilir.

7. Arzu edilirse fallop tüplerinin açılığını test etmek için boyalı püskürme portuyla ortamı enjekte edebilirsiniz.

8. İşlemi tamamlanmasından sonra şırıngayı, geri akış vanasına sokun ve sıvayı manşondan çekin. Uterusu, doğal pozisyonuna hareket ettirin ve cihazı, uterus ve vajinadan çıkarın.

**Hasta içinde hiçbir parçanın kalmadığından emin olmak kontrol edin.**



(a) ROTATING CONTROL KNOB: DÖNER KONTROL DÜĞMESİ  
(b) RIGID ENCLOSURE: RİJİT EK  
(c) TIP: UÇ  
(d) BALLOON: BALON  
(e) DYE INJECTION LUER FITTING: BOYA PÜSKÜRTME LUER BAĞLANTI PARÇASI  
(f) SPACER: ARALAYICI  
(g) PIVOT AT CERVICAL OS : SERVİKAL OS'TA PIVOT  
(h) BALLOON INFILATION VALVE: BALON ŞİŞİRME VANASI

Clinical Innovations ClearView®, laparoskopist tarafından tam rahim kontrolü yapılması için tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır. İmplant testine yönelik USP/Sınıf VI önerilerini karşılayan medikal sınıf, mikiplanmış plastik malzemelerden imal edilmiş steril bir üründür. Bu ürün aşağıdaki maddelerde yer alan parçalarla birlikte tek bir ünite gövdesi olarak tasarlanmıştır: a) ucu kontrol eden rotasyon kontrol düğmesi, b) eklenti, c) servikal os üzerinde dönen çift lümenli tikama ucu, d) cihazı uterin boşluğta sabitlemeye yaranan eksternal şırırme boru sistemi yumuşak şırırılabilir uterin kavite balonu, e) kontrast medya enjeksiyonuna yönelik şırıngayı distal uç montajına bağdaştırmak için lüer bağlantı parçası ve f) sokma derinliğini 1cm düşüren bir aralayıcı. Artrılış uzunluk, 32.5 cm (12.8 inç). Distal ucun dış çapı, 5.1 mm (0.20 inç).

© Copyright 2013 ABD Mali P/N 050-0709 Rev. A



## PRESTİJ TİCARET MEDICAL

Molla Gürani Mah. 28. Mehmet Çelebi Sok. No: 37/AFındıkzade-Fatih/Istanbul  
GSM : 0 5 3 2 2 9 7 0 0 2 5 Tel.: + 9 0 2 1 2 5 3 1 3 1 7 5  
[www.prestijmedical.com](http://www.prestijmedical.com) - [prestijmedical@gmail.com](mailto:prestijmedical@gmail.com) - [prestij@prestijmedical.com](mailto:prestij@prestijmedical.com)



Türkiye Distributor